

Patienter med hypergranulation

Til patienter og pårørende

Hvad er Hypergranulation?

Hypergranulation ved exit site (P-dialyse kateterets udgang) er uønsket vækst af hud op omkring P-dialyse kateteret. Det kan se ud som hævede læber eller som en hud-ring omkring P-dialyse kateteret. Hypergranulationen vanskeliggør en effektiv afvaskning og kan derfor være en øget risiko for vækst af bakterier under hudfolderne.

Hypergranulationen er ofte irriteret med rødme, ømhed og blødningstendens.

Hvordan behandles Hypergranulation?

Hypergranulation skal behandles med en stærktvirkende binyrebarkhormon og bakteriedræbende creme.

I det lille medicinbæger er der udleveret _____ creme.

Behandlingen er startet i P-dialysen ved den ambulante kontrol, og skal fortsætte ved de følgende forbindelsesskift derhjemme max. tre gange i alt. Behandling med cremen kan misfarve den berørte hud, forbindelse og tøj. Det bliver gulligt i farven, men kan vaskes af igen.

Sådan gøres det:

1. Udfør forbindelsesskift som vanlig
2. Åbn den sterile vatpind
3. Kom lidt creme log vatpinden
4. Der smøres nu et tynd lag creme KUN log hypergranulationen, således der ses lidt hvid creme derpå.
5. Slut af med at lægge forbindingen

Hvis det ikke hjælper?

Hvis dette ikke har haft den ønskede effekt med behandlingen, skal det påtales ved den næste ambulante kontrol eller der skal ringes til nefrologisk ambulatorium. Tlf: 79182258. Telefontid hverdage kl. 8-9 og kl. 12-13.